

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Chp1 ポリクローナル抗体 - Q99653

商品番号: CM0020595



前書き

CHP1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのWB、IF/ICC、ELISAで検証済み。pH調節と小胞輸送に関与するカルシニューリンB相同タンパク質1（22 kDa）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHP1 ウサギ pAb
備考/別名	CHP; p22; p24; SPAX9; Sid470p; SLC9A1BP; CHP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11261
GeneID	11261
免疫原	ヒトCHP1 (NP_009167.1) のアミノ酸1-195に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99653
タンパク質分子量	22kDa
配送方法	保冷バッグ