


Wb、Elisa用 Anti-Chpt1 ポリクローナル抗体 - Q8Wud6

商品番号: CM0021104



前書き

ヒトCHPT1に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。コリンホスホトランスフェラーゼ1は、膜生成に不可欠なホスファチジルコリン合成の最終段階を触媒します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHPT1 ウサギ pAb
備考/別名	CPT, CPT1, CHPT1
種	ヒト
遺伝子ID	56994
免疫原	ヒトCHPT1 (NP_064629.2) のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8WUD6
タンパク質分子量	45kDa
輸送	保冷バッグ