

Wb、Elisa用 Anti-Chrac1 ポリクローナル抗体 - Q9Nrg0

商品番号: CM0013408

前書き

クロマチンアクセシビリティ複合体タンパク質1（CH
RAC1）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェス
タンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス
、ラットのCHRAC1を認識します。クロマチンリモデ
リングおよびエピジェネティクスの研究に適していま
す。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CHRAC1 Rabbit pAb
備考/別名	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; C1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	54108
遺伝子ID	54108
免疫原	ヒトCHRAC1 (NP_059140.1) のアミノ酸1-131に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRG0
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋