

Anti-Chrac1 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nrg0

商品番号: CM0029258

前書き

WBおよびELISA用CHRAC1ウサギポリクローナル抗体。ヒトクロマチンアクセシビリティ複合体タンパク質1（CHRAC1、15 kDa）を標的とします。クロマチンリモデリングおよびDNA複製研究における研究使用として検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CHRAC1 Rabbit pAb
備考/別名	YCL1; CHARC1; CHARC15; CHRAC-1; CHRAC15; CHRAC-15; CHRAC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	54108
GeneID	54108
免疫原	ヒトCHRAC1（NP_059140.1）のアミノ酸1-131に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NRG0
タンパク質分子量	15kDa
配送	アイスバッグ