

Wb、Elisa用抗Chrdウサギポリクローナル抗体 - Q9H2X0

商品番号: CM0022149

前書き

ヒトCHRD（コーディン）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性に適しています。発生生物学およびBMPシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRDウサギpAb
備考／別名	CHRD
種	ヒト
GeneID（ヒト）	8646
GeneID	8646
免疫原	ヒトCHRD（NP_003732.2）の686～955アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9H2X0
タンパク質分子量	102 kDa
輸送	保冷バッグ