

Anti-Chrfam7A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q494W8

商品番号: CM0028805

前書き

ヒトCHRFAM7A (CHRNA7-FAM7A融合タンパク質) に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CHRFAM7A Rabbit pAb
備考/別名	D-10; CHRNA7; NACHRA7; CHRNA7-DR1; CHRFAM7A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	89832
GeneID	89832
免疫原	ヒトCHRFAM7A (NP_647536.1) のアミノ酸1-150に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q494W8
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋