

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Chrm1ポリクローナル抗体 - P11229

商品番号: CM0021884



前書き

CHRM1ウサギpAbは、ムスカリン性アセチルコリン受容体M1を標的とするポリクローナル抗体で、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証されています。GPCRシグナル伝達および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRM1ウサギpAb
備考/別名	M1、HM1、M1R、CHRM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1128
遺伝子ID	1128
免疫原	合成ペプチド ヒトCHRM1 (NP_000729.2) のアミノ酸251～350内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11229
タンパク質分子量	51kDa
配送	保冷バッグ