


Wb、Elisa用抗Chrm3ポリクローナル抗体 - P20309

商品番号: CM0022004



前書き

ウサギ由来ヒトCHRM3に対するポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。組換え免疫原（アミノ酸390-

475）を使用しています。GPCRシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRM3 Rabbit pAb
備考/別名	HM3, PBS, EGBRS, CHRM3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1131
GeneID	1131
免疫原	ヒトCHRM3 (NP_000731.1) のアミノ酸390-475に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20309
タンパク質分子量	66kDa
配送方法	保冷剤