


WbおよびElisa用抗Chrm5ポリクローナル抗体 - P08912

商品番号: CM0024980



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCHRM5ウサギpAb。
ヒト、マウス、ラットと反応します。神経科学および薬理学におけるGPCRシグナル伝達研究およびムスカリン受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRM5 Rabbit pAb
備考/別名	HM5; CHRM5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1133
GeneID	1133
免疫原	ヒトCHRM5 (NP_036257.1) のアミノ酸275-370に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08912
タンパク質分子量	60kDa
配送	アイスバッグ