


Wb、If、Ihc、Elisa用 抗Chrna1 ポリクローナル抗体 - P02708

商品番号: CM0026988



前書き

ヒトCHRNA1に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのCHRNA1タンパク質（約52kDa）を検出します。神経筋接合部およびイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA1 ウサギ pAb
備考/別名	ACHRA; ACHRD; CHRNA; CMS1A; CMS1B; CMS2A; FCCMS; SCCMS; CHRNA1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1134
免疫原	組換えタンパク質；ヒトCHRNA1（NP_000070.1）のアミノ酸105-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02708
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ