


Wb・Elisa用 抗Chrna3 ウサギポリクローナル抗体 - P32297

商品番号: CM0024432



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションで
検証済みの高品質CHRNA3ウサギポリクローナル抗体
。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応します
。神経科学および受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA3 ウサギ pAb
別名	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1136
免疫原	ヒトCHRNA3 (NP_000734.2) のアミノ酸32〜240番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P32297
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋