

ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Chrna5 ウサギポリクローナル抗体 - P30532

商品番号: CM0021190



前書き

CHRNA5を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒトおよびマウスのCHRNA5（ニコチン依存症に関与する神経性ニコチン受容体サブユニット）と反応します。神経科学および依存症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA5 ウサギ pAb
備考/別名	LNCR2; CHRNA5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1138
遺伝子ID	1138
免疫原	ヒトCHRNA5 (NP_000736.2) のアミノ酸23-240を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P30532
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ