

Anti-Chrna6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q15825

商品番号: CM0028594



前書き

ヒトCHRNA6を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。神経科学研究におけるニコチン性アセチルコリン受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA6 ウサギ pAb
備考/別名	CHNRA6; CHRNA6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8973
GeneID	8973
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15825
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスバッグ