

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Chrna7ウサギポリクローナル抗体 - P36544

商品番号: CM0022961



前書き

CHRNA7 (α7

nAChR) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。組換え免疫原は細胞外ドメインを標的としています。神経炎症およびコリン作動性シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA7 ウサギ pAb
備考／別名	NACHRA7; CHRNA7-2; CHRNA7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1139
遺伝子ID	1139
免疫原	ヒトCHRNA7 (NP_001177384.1) のアミノ酸23～230に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36544
タンパク質分子量	54kDa
輸送	保冷バッグ