


Wb、Elisa用 抗Chrna9 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ugm1

商品番号: CM0025482



前書き

ヒト神経性アセチルコリン受容体サブユニット α -9 (CHRNA9) を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応性を示します。神経科学およびイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA9 ウサギ pAb
備考/別名	NACHRA9; HSA243342; CHRNA9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55584
GeneID	55584
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UGM1
タンパク質分子量	55kDa
輸送	保冷バッグ