


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Chrnb2 ウサギポリクローナル抗体 - P17787

商品番号: CM0030557



前書き

ヒトCHRNA2（神経性ニコチン受容体サブユニットベータ-2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適し、マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経科学およびイオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNA2 ウサギ pAb
備考/別名	EFNA3; nAChRB2; CHRNA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1141
免疫原	ヒトCHRNA2のアミノ酸340-430に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000739.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P17787
タンパク質分子量	57kDa
発送	保冷バッグ