


Anti-Chrne Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q04844

商品番号: CM0016215



前書き

WBおよびELISAで検証されたCHRNEウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのアセチルコリン受容体サブユニットイプシロンを認識します。神経筋接合部およびイオンチャネルの研究に最適です。SWISS: Q04844。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNE Rabbit pAb
備考/エイリアス	MGI; FIM1; FIMG; ACHRE; CMS1D; CMS1E; CMS2A; CMS4A; CMS4B; CMS4C; FCCMS; FIMG1; SCCMS; CMS1A1; CHRNE
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1145
GeneID	1145
免疫原	ヒトCHRNE (NP_000071.1) のアミノ酸21-239に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q04844
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋