

Wb、Elisa用抗Chrngポリクローナル抗体 - P07510

商品番号: CM0028088

前書き

ヒトアセチルコリン受容体サブユニットガンマ(CHRNG)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性を示します。イオンチャンネルおよび神経筋接合部の研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHRNAg ウサギ pAb
別名	ACHRG; CHRNAg
生物種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1146
遺伝子ID	1146
免疫原	ヒト CHRNAg (NP_005190.4) のアミノ酸328〜517に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07510
タンパク質分子量	58kDa
発送方法	保冷剤