

If-P、Ihc-P、Elisa用 抗クロモグラニンA ウサギモノクローナル抗体 - P10645

商品番号: CM0010910



前書き

IF-P、IHC-P、ELISA用に検証済みのクロモグラニンA
ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと
交差反応性あり。神経内分泌、心血管、自然免疫研究
に最適です。 - P10645

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クロモグラニンA ウサギ mAb
備考/別名	CGA; PHE5; PHES; Chromogranin A
種	ヒト
GeneID	1113
免疫原	ヒトクロモグラニンA (P10645)のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10645
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ