

Wb、Elisa用抗クロモグラニンBウサギモノクローナル抗体 - P05060

商品番号: CM0010923

前書き

ヒトおよびラットと交差反応する、WBおよびELISA用クロモグラニンB（SCG1）ウサギモノクローナル抗体。神経内分泌分泌顆粒の研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クロモグラニンBウサギmAb
備考／別名	SCG1；クロモグラニンB
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1114
GeneID	1114
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P05060
タンパク質分子量	78 kDa
輸送条件	保冷バッグ