

## ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Chtf18 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Wvb6

商品番号: CM0024489



### 前書き

ヒトCHTF18に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで有効性が確認されています。染色体接着因子であるヒトおよびラットCHTF18を認識します。細胞周期およびDNA複製研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CHTF18 ウサギ pAb                                                      |
| 備考/別名       | CHL12; Ctf18; RUVBL; C16orf41; C321D2.2; C321D2.3; C321D2.4; CHTF18 |
| 種           | ヒト                                                                  |
| GeneID (ヒト) | 63922                                                               |
| GeneID      | 63922                                                               |
| 免疫原         | ヒトCHTF18 (NP_071375.1) のアミノ酸794-975に対応する配列を含む組換え融合タンパク質             |
| 由来          | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                           |
| 適用          | WB, IF/ICC, ELISA                                                   |
| 交差性         | ヒト、ラット                                                              |
| SWISS       | Q8WVB6                                                              |
| タンパク質分子量    | 107kDa                                                              |
| 発送          | 保冷バッグ                                                               |