

If/Icc、If-P、Elisa用抗Chuk（Ikka）ポリクローナル抗体 - G3V926

商品番号: CM0020569

前書き

ラットCHUK（IKKα、IκBKA）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。IF/ICC、IF-P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。NF-κBシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHUK ウサギpAb
別名	Ikka; Ikbka
由来種	ラット
GeneID（ヒト）	1147
GeneID	309361
免疫原	ラットCHUK（NP_001101058.1）のアミノ酸400～660番の配列に相当する組換えタンパク質です。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	G3V926
タンパク質分子量	78kDa
発送方法	保冷剤