

Anti-Chx10 (Vsx2) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P58304

商品番号: CM0002269

前書き

ヒトCHX10 (VSX2)
を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。網膜発生および転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CHX10 Rabbit mAb
備考/別名	RET1; CHX10; HOX10; MCOP2; MCOPCB3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	338917
GeneID	338917
免疫原	ヒトCHX10 (P58304) のアミノ酸262-361内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P58304
タンパク質分子量	39kDa
配送	氷袋