


Wb、Elisa用 抗Ciao1 ウサギポリクローナル抗体 - O76071

商品番号: CM0030507



前書き

CIAO1

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒトCIAO1（CIA1/WDR39）という細胞質鉄-

硫黄クラスター組み立て因子を標的とし、マウスおよびラットと交差反応性を示します。Fe/Sタンパク質合成および染色体分配研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIAO1 ウサギ pAb
備考/別名	CIA1; WDR39; CIAO1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9391
遺伝子ID	9391
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCIAO1 (NP_004795.1) のアミノ酸1-339に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76071
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ