


ウェスタンブロット、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Ciap1ポリクローナル抗体 - Q13490

商品番号: CM0017475



前書き

ヒト、マウス、ラットのcIAP1 (BIRC2) を検出するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。アポトーシスとNF-κBシグナル伝達を調節するE3ユビキチンリガーゼを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	cIAP1 ウサギ pAb
備考/別名	API1, MIHB, HIAP2, RNF48, cIAP1, Hiap-2, c-IAP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	329
GeneID	329
免疫原	ヒトcIAP1 (NP_001157.1) のアミノ酸331-420に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13490
タンパク質分子量	70kDa
輸送	保冷バッグ