

抗Ciap2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q13489

商品番号: CM0017133



前書き

ヒトcIAP2（BIRC3、API2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済み。マウス、ラットと交差反応します。アポトーシス、NF- κ Bシグナル伝達、自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	cIAP2 ウサギpAb
備考/別名	AIP1; API2; MIHC; CIAP2; HAIPI; HIAP1; IAP-1; MALT2; RNF49; c-IAP2; cIAP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	330
遺伝子ID	330
免疫原	ヒトcIAP2 (NP_001156.1) のアミノ酸100～130番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13489
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	保冷剤