


抗Ciapin1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc用） - Q6Fi81

商品番号: CM0029187



前書き

ウサギ由来CIAPIN1ポリクローナル抗体。WB、IF/IC C、IP、ELISAの各アプリケーションに対応しています。サイトゾル内の鉄硫黄生合成とアポトーシス制御に関与するFe-Sクラスター集合タンパク質であるヒトおよびマウスCIAPIN1を認識します。細胞死と鉄代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIAPIN1 ウサギpAb
別名	DRE2; CIAE2; PRO0915; Anamorsin; CIAPIN1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	57019
遺伝子ID	57019
免疫原	ヒトCIAPIN1 (NP_064709.2) のアミノ酸1-312番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロットID	Q6FI81
タンパク質分子量	34kDa
輸送方法	氷袋梱包