

WbおよびElisa用 Anti-Cic (Capicua) ウサギポリクローナル抗体 - Q96Rk0

商品番号: CM0013996



前書き

ヒトCIC (capicua homolog)

を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。マウスと交差反応性があります。中枢神経系の発達および転写抑制の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIC ウサギ pAb
備考/別名	MRD45; CIC
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23152
遺伝子ID	23152
免疫原	ヒトCIC (NP_055940.3) のアミノ酸1379-1608に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q96RK0
タンパク質分子量	164kDa
輸送	アイスバッグ