


Anti-Cidea ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - O60543

商品番号: CM0025371



前書き

WB、IHC-P、ELISAで検証済みのAnti-CIDEAウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。脂滴融合およびアポトーシスを標的とします。代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIDEA Rabbit pAb
備考/別名	CIDE-A; CIDEA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1149
遺伝子ID	1149
免疫原	ヒトCIDEA (NP_001270.1) のアミノ酸20-219に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O60543
タンパク質分子量	25kDa
配送	氷袋