


Anti-Cidebポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Uhd4

商品番号: CM0019387



前書き

ヒトCIDEBを標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAで検証済み。リピッド滴研究において内在性CIDEBを検出し、マウスと交差反応します。
肝細胞生物学およびVLDL成熟の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIDEB Rabbit pAb
備考/別名	CIDEB; cell death activator CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27141
GeneID	27141
免疫原	ヒトCIDEB (NP_001305736) のアミノ酸80-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9UHD4
タンパク質分子量	25kDa
配送方法	アイスバッグ