


Wb、Elisa用抗Cidebウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhd4

商品番号: CM0021272



前書き

ヒトCIDEBに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。CIDEBは、脂肪滴融合、VLDL成熟、HCV侵入に関与する脂質転移酵素です。肝疾患および代謝疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIDEBウサギpAb
備考／別名	CIDEB; cell death activator CIDE-B; IN; LHR; MC56; MDU2; MDU3; MIC4; Pgp1; CDW44; CSPG8; HCELL; HUTCH-I; ECMR-III
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27141
GeneID	27141
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UHD4
タンパク質分子量	25kDa
配送	保冷バッグ