

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cingulinポリクローナル抗体 - Q9P2M7

商品番号: CM0021864

前書き

ヒトCingulin（CGN）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでバリデーション済み。タイトジャンクション生物学および上皮バリア研究に最適。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CGNウサギpAb
備考／別名	CGN; Cingulin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	57530
遺伝子ID	57530
免疫原	ヒトCGN（NP_065821.1）のアミノ酸904～1203に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9P2M7
タンパク質分子量	137 kDa
配送	保冷バッグ