

Wb、Elisa用抗Cinp（サイクリン依存性キナーゼ2相互作用タンパク質）ポリクローナル抗体 - Q9Bw66

商品番号: CM0020405



前書き

ヒトCINPに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。ヒトおよびラットのCINPを検出します。DNA複製、細胞周期、DNA損傷研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CINP Rabbit pAb
種	ヒト
GeneID（ヒト）	51550
GeneID	51550
免疫原	ヒトCINP（NP_116019.1）のアミノ酸1〜212に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9BW66
タンパク質分子量	24kDa
輸送	保冷バッグ