


WbおよびElisa用Anti-Cip4ウサギモノクローナル抗体 - Q15642

商品番号: CM0002118



前書き

WBおよびELISAで検証済みのCip4ウサギモノクローナル抗体。ヒトおよびマウスのCdc42相互作用タンパク質4（Cdc42-interacting protein 4）と反応し、エンドサイトーシスおよびインスリンシグナリングに関与しています。細胞骨格および細胞生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cip4 Rabbit mAb
備考/別名	STP; CIP4; HSTP; STOT; TRIP-10; Cip4
種	ヒト
GeneID	9322
免疫原	ヒトCip4 (Q15642) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15642
タンパク質分子量	68kDa
配送	アイスバッグ