


Wb、Ip、If-P、Ihc-P、Elisa用Anti-Cirbpモノクローナル抗体 - Q14011

商品番号: CM0003635



前書き

WB、IP、IF-P、IHC-

P、およびELISAでバリデーションされたCIRBPウサギモノクローナル抗体。ヒトCIRBP（ストレス応答および細胞生存に關与する低温誘導性RNA結合タンパク質）と反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIRBP Rabbit mAb
備考/別名	CIRP; CIRBP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1153
GeneID	1153
免疫原	ヒトCIRBP (Q14011) のアミノ酸1-172に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q14011
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ