


抗Cirbp/Cirp ウサギ ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q14011

商品番号: CM0028951



前書き

ヒトCIRBP（CIRP）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。標的分子量は19

kDa。寒冷誘導性ストレス応答およびRNA結合に関与。遺伝毒性ストレス研究における研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CIRBP ウサギ pAb
備考/別名	CIRP; CIRBP
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1153
遺伝子ID	1153
免疫原	ヒトCIRBPのアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001271.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14011
タンパク質分子量	19kDa
発送	保冷バッグ