


Wb、Elisa対応 抗Cirh1A ウサギポリクローナル抗体 - Q969X6

商品番号: CM0030082



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みの抗CIRH1Aウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびマウスと交差反応性を示します。18S rRNAプロセッシングに関与するリボソーム生合成因子UTP4を標的としており、核小体研究や転写研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CIRH1A ウサギpAb
別名	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	84916
免疫原	ヒトCIRH1A（NP_116219.2）のアミノ酸497～686に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q969X6
タンパク質分子量	77kDa
発送方法	保冷剤