


Wb、If/Icc、Elisa用抗Cisd1ウサギポリクローナル抗体 - Q9Nz45

商品番号: CM0018434



前書き

ヒトCISD1（mitoNEET）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア鉄硫黄クラスター転移、レドックスセンシング、酸化のリン酸化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISD1ウサギpAb
備考／別名	ZCD1; MDS029; C10orf70; mitoNEET; CISD1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	55847
GeneID	55847
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCISD1（NP_060934.1）の29～108アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NZ45
タンパク質分子量	12kDa
配送	保冷バッグ