


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cisd2ポリクローナル抗体 - Q8N5K1

商品番号: CM0027393



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたCISD2ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。CDGSH鉄硫黄ドメイン含有タンパク質2を標的とし、これは重要なオートファジー調節因子および寿命関連タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISD2 Rabbit pAb
備考/エイリアス	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	493856
GeneID	493856
免疫原	ヒトCISD2 (NP_001008389.1) のアミノ酸61-135に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5K1
タンパク質分子量	15kDa
配送	氷袋