


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cisd2 ポリクローナル抗体 - Q8N5K1

商品番号: CM0017416



前書き

ヒトCISD2（ERIS/Miner1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。オートファジーおよび小胞体ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISD2 ウサギ pAb
備考/別名	ERIS; WFS2; ZCD2; NAF-1; Miner1; CISD2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	493856
遺伝子ID	493856
免疫原	ヒトCISD2（NP_001008389.1）のアミノ酸61-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N5K1
タンパク質分子量	15kDa
発送	保冷剤