

Anti-Cish ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q9Nse2

商品番号: CM0017761

前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みのCISHウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCISH（CIS-1、SOCS）を認識し、JAK-STAT5シグナル伝達に関与します。ウサギ由来、組換えタンパク質免疫原。サイトカイン調節およびシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISH Rabbit pAb
備考/別名	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1154
GeneID	1154
免疫原	ヒトCISH (NP_659508.1) のアミノ酸17-130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NSE2
タンパク質分子量	29kDa
配送	アイスバック