

Wb、Ip、Elisa用抗Cishラビットモノクローナル抗体 - Q9Nse2

商品番号: CM0010582

前書き

ヒトサンプルにおけるWB、IP、ELISAで検証されたCISHラビットモノクローナル抗体。約29 kDaのサイトカイン誘導性SH2含有タンパク質（JAK-STAT5シグナル伝達の重要な調節因子）を検出します。シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISH Rabbit mAb
備考/別名	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1154
GeneID	1154
免疫原	ヒトCISH (NP_659508.1) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NSE2
タンパク質分子量	29kDa
配送	氷袋