

Wb・Elisa用抗Cishウサギポリクローナル抗体 - Q9Nse2

商品番号: CM0027348

前書き

ヒトCISHを標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。CISHはJAK-STAT経路の阻害を介してサイトカインシグナル伝達を制御するため、免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CISH Rabbit pAb
備考／別名	CIS; G18; SOCS; CIS-1; BACTS2; CISH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1154
GeneID	1154
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9NSE2
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	保冷剤