

ウェスタンブロット用 抗クエン酸シンターゼ モノクローナル抗体 - O75390

商品番号: CM0012012



前書き

ヒトクエン酸シンターゼ（CS）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリア代謝研究のための主要な試薬。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クエン酸シンターゼ ウサギ mAb
備考/別名	CS; クエン酸シンターゼ
種	ヒト
遺伝子ID	1431
免疫原	ヒトクエン酸シンターゼ（O75390）のアミノ酸367-466に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75390
タンパク質分子量	52kDa
発送	保冷バッグ