

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗クエン酸合成酵素モノクローナル抗体 - O75390

商品番号: CM0007155



前書き

ヒトクエン酸合成酵素に対するウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAアプリケーションで検証済みです。ミトコンドリア代謝およびTCAサイクルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クエン酸合成酵素 ウサギ mAb
備考/別名	CS; citrate synthase; Citrate synthetase
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1431
遺伝子ID	1431
免疫原	ヒトクエン酸合成酵素 (NP_004068.2) のアミノ酸28-145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75390
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋