

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗クエン酸シンターゼウサギMab - O75390

商品番号: CM0007118



前書き

ヒトクエン酸シンターゼ（CS、O75390）に対する組換えウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。マウスおよびラットと交差反応します。クエン酸回路および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クエン酸シンターゼ ウサギmAb
備考／別名	CS; クエン酸シンターゼ; Citrate synthetase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1595
GeneID	1431
免疫原	ヒトクエン酸シンターゼ (NP_004068.2) のアミノ酸28～145に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75390
タンパク質分子量	52kDa
輸送	保冷バッグ