


Wb、If、Elisa用抗Ck14ウサギポリクローナル抗体 - P02533

商品番号: CM0023593



前書き

CK14ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、IF

-
P、ELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットのCK14と反応します。上皮生物学および皮膚科学研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CK14 Rabbit pAb
備考／別名	KRT14; CK14; EBS3; EBS4; K14; NFJ; keratin 14
由来種	ヒト
GeneID	3861
免疫原	ヒトCK14（NP_000517.3）のアミノ酸372～472領域の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P02533
タンパク質分子量	51kDa
発送方法	氷袋梱包