

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Ckap4ポリクローナル抗体 - Q07065

商品番号: CM0025729

前書き

WB、IF/ICC、ELISAアプリケーションでバリデーションされたCKAP4ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCKAP4（66 kDa小胞体膜タンパク質、SWISS Q07065）を認識します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CKAP4 Rabbit pAb
備考/別名	p63; CLIMP63; CLIMP-63; ERGIC-63; CKAP4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10970
遺伝子ID	10970
免疫原	ヒトCKAP4 (NP_006816.2) のアミノ酸130-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q07065
タンパク質分子量	66kDa
配送	氷袋