


## Wb、Ip、If/Icc、If-P、Elisa用 抗Ckap5 ウサギポリクローナル抗体 - Q14008

商品番号: CM0024828



### 前書き

ヒトCKAP5 (ch-TOG) に対して作製されたCKAP5ウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性あり。微小管ダイナミクス、分裂紡錘体の組織化、腫瘍生物学の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CKAP5 ウサギ pAb                                                |
| 備考/別名       | TOG, MSPS, TOGp, CHTOG, ch-TOG, CKAP5                        |
| 種           | ヒト                                                           |
| GeneID (ヒト) | 9793                                                         |
| GeneID      | 9793                                                         |
| 免疫原         | ヒトCKAP5 (NP_001008938.1) のアミノ酸1763-2032に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                          |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                    |
| 適用          | WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA                                  |
| 交叉反応性       | ヒト、マウス、ラット                                                   |
| SWISS       | Q14008                                                       |
| タンパク質分子量    | 225kDa                                                       |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                        |