

Wb、Elisa用 Anti-Cklf ウサギポリクローナル抗体 - Q9Ubr5

商品番号: CM0024584

前書き

WBおよびELISAで検証済みのCKLFウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCKLFを検出します。標的は炎症、走化性、骨格筋再生に関与するケモカイン様因子です。免疫学および発生学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CKLF ウサギ pAb
備考/別名	C32; CKLF1; CKLF2; CKLF3; CKLF4; UCK-1; HSPC224; CKLF
種	ヒト
GeneID	51192
免疫原	合成ペプチド: ヒトCKLF (NP_057410.1)のアミノ酸1-67に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UBR5
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ